


# 1. Beschreibung

## 1.1. Millikangerät (Fig. 1)



- (1) Meßmikroskop mit Okularmikrometer
- (2) Rändelschraube für Mikroskopeinstellung
- (3) Millikankammer (Plattenkondensator) mit Kunstglasabdeckung
- (4) Buchsenpaar zum Anschluß der Gleichspannung für den Plattenkondensator (aus Buchsenpaar (11) entnehmbar, über Knopf (14) einstellbar)
- (5) Beleuchtungseinrichtung
- (6) Rändelschraube für Lampenjustierung
- (7) Ölzerstäuber mit Gummiball in federnder Halterung
- (8) Anschlußkabel für Lampenspannung (aus Vielfachbuchse (15))
- (9) Schraube für Höhenverstellung (zur Anpassung des Mikroskopeinblicks an die Augenhöhe des Experimentors)